



REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E SHËNDETËSISË - MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	
Nivisi Org: Org. Jedinica: Org. Unit:	02
Nr. i faqëve: Broj stranica: No. pages:	-4-
Nr. Protok. Prot. No.:	05-4793
Data: Datum:	08.07.2026
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Shëndetësisë / Ministry of Health / Ministarstvo Zdravstva

PROCEDURA STANDARDE OPERATIVE/PSO

EMRI I PSO: MARRJA E STRISHOS PERIANALE PËR EKZAMINIM MIKROSKOPIK TË VEZËVE TË ENTEROBIUS VERMICULARIS (ITG01/V1.0)

PËRMBAJTJA: DOKUMENTI PËRFSHIN HAPAT KRYESORË PËR MARRJEN E STRISHOS PERIANALE PËR EKZAMINIM MIKROSKOPIK TË VEZËVE TË ENTEROBIUS VERMICULARIS, DUKE SIGURUAR QË TESTIMI TË KRYHET NË MËNYRË TË SAKTË DHE TË STANDARDIZUAR.

VERSIONI: 1.0.
 DATA E APROVIMIT: 07.07.2026
 AUTOR: MSH/IKSHPK
 NR. I HAPAVE: V
 NR. I NËNHAPAVE: 17

APROVUAR: Jahë Gecaj
 U.D. Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Shëndetësisë



QËLLIMI	QËLLIMI I KËSAJ PSO ËSHTË TË SIGUROJË NJË QASJE TË STANDARDIZUAR PËR PROCESET E MARRJES SE STRISHOS PERIANALE PËR EKZAMINIM MIKROSKOPIK TË VEZËVE TË ENTEROBIUS VERMICULARIS PER DIAGNOSTIKIMIN E INFEKSIONIT NGA ENTEROBIUS VERMICULARIS, PROCEDURA E PËRSHKRUAR DUHET TË ZBATOHET NGA GJITHË PERSONELI LABORATORIK.
NDËRLIDHJA ME AKTET	• LIGJI NR. 08/L-200 PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E SËMUNDJEVE NGJITËSE, • PLANI STRATEGJIK KOMBËTAR PËR LABORATORE 2024-2030; • DORACAKU PËR MENAXHIMIN E CILËSISË NË LABORATORË.
LISTA E SHKURTESAVE	• PSO - PROCEDURA STANDARDE OPERATIVE; • PPM - PAJISJET PERSONALE MBROJTËSE; • ITG- INFEKSIONET E TRAKTIT GASTROINTESTINAL.

PROCEDURA

Nr.	HAPI	NËN-HAPAT
[I]	Zbatimi i masave për menaxhim të mostrave	- Mostra merret nga infermieri në klinikë ose dorëzohet nga vet pacienti në zyrën e pranimi; - Etiketimi i menjëhershëm me emrin ose kodin e pacientit, datën dhe orën e marrjes; - Verifikimi i përputhshmërisë së të dhënave të pacientit me formularin e kërkesës; - Mostra transportohet nga laboranti në zyrën e pranimi deri në laboratorin e Infeksioneve të Traktit gastrointestinal; - Rezultati analizohet nga laboranti dhe mjeku përkatës; - Rezultati aprovet nga mjeku përgjegjës; - Laboranti kryen pranimin dhe refuzimin e mostrës duke i respektuar kriteret e pranimi të mostrës në bazë të Doracakut për Cilësinë e punës në laborator.
[II]	Pajisjet dhe materialet e nevojshme për testim	- Pajisjet dhe materialet që janë të nevojshme për testim: - Mikroskop - Shirit ngjitës transparent (metoda e Graham-it) ose tampon perianal; - Lamë mikroskopike e pastër; - Enë transporti (nëse kërkohet nga laboratori); - Dorëza Nitrile një përdorimëshe S,M,L; - Qese Biohazard dhe laps-ngjyrë e përhershme; majë e dyfishtë; - Pajisjet Personale Mbrojtëse (PPM);
[III]	Veprimet e marrjes, përgatitja e pacientit dhe transportit të mostrës	- Përgatitja e pacientit: - Mostra duhet të merret në mëngjes herët, menjëherë pas zgjimit; - Pacienti nuk duhet të lahet, të kryejë higjienën personale ose të defekojë para marrjes së mostrës; - Informoni pacientin për procedurën dhe qëllimin e saj; - Procedura e marrjes së mostrës (Metoda e Graham-it): - Lani duart dhe vendosni dorezat; - Përgatitni një copë shirit ngjitës transparent; - Ndani butësisht vithet për të ekspozuar zonën perianale; - Aplikoni anën ngjitëse të shiritit mbi palat perianale për disa sekonda; - Hiqeni me kujdes shiritin dhe ngjiteni menjëherë mbi lamën mikroskopike, duke shmangur krijimin e fluskave të ajrit; - Etiketoni lamën me emrin ose kodin e pacientit, datën dhe orën e marrjes.

		g. Për shkak se eliminimi i vezëve mund të jetë i ndërprerë, rekomandohet marrja e mostrës për 3 mëngjese radhazi për të rritur ndjeshmërinë diagnostike; 3. Transporti dhe ruajtja: a. Mostra duhet të dërgohet në laborator sa më shpejt të jetë e mundur; b. Nëse ka vonesë, ruhet sipas udhëzimeve të laboratorit (zakonisht në temperaturë ambienti për periudha të shkurtra); c. Transporti të kryhet në enë ose ambalazh të përshtatshëm për mostra biologjike.
[IV]	Veprimet laboratorike të ekzaminimit	1. Kontrollohet identifikimi, integriteti i mostrës dhe dokumentacioni shoqërues; 2. Mostrat e paetiketuara ose të papërshtatshme refuzohen sipas procedurave të laboratorit; 3. Lama ekzaminohet në mikroskop me zmadhim të ulët (10 x) dhe të mesëm (40 x); 4. Kërkohen vezët karakteristike të Enterobius vermicularis.
[V]	Veprimet laboratorike të raportimit të rezultatit	1. Mikrobiologu ekzaminon strishon perianale me mikroskop. 2. Raportimi i rezultatit: a. Rezultat pozitiv: Ekzaminim mikroskopik: U identifikuan vezë dhe/ose forma adulte të Enterobius vermicularis. Përfundim: Rezultat pozitiv për enterobiazë. b. Rezultat negativ: Ekzaminimi mikroskopik: Nuk u identifikuan vezë apo forma adulte të Enterobius vermicularis. Përfundim: Rezultati negativ për enterobiozë.